

# Erratum

Sven Diederich, Joachim Feldkamp, Martin Grußendorf, Martin Reincke

Referenz Endokrinologie und Diabetologie, 1. Auflage

ISBN 978-3-13-240827-2

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie in diesem Werk auf die Korrektur des folgenden Fehlers hinweisen.

- S. 213, Kap. 4.2 „Labordiagnostik (Nebenniere)“  
Tab. 4.2 Relevante Testverfahren bei Nebennierenerkrankungen, Clonidin-Test

Richtig muss es heißen:

Clonidin-Test	Bestätigung eines Katecholaminexzesses	Anlage eines venösen Zugangs, danach 30 min abwarten in liegender Position; Blutentnahme auf Katecholamine und Metanephrine (v. a. Noradrenalin und Normetanephrin) im Plasma vor und 180 min nach Gabe von 300 µg Clonidin per os	Erhöhte Basalwerte von Noradrenalin und Normetanephrin im Plasma sowie ein Absinken von weniger als 40% im Testverlauf sprechen für das Vorliegen eines Katecholaminexzesses.	Mindestens 48 h vor Testbeginn müssen Sympatholytika (z. B. Betablocker) abgesetzt werden. Die Testung erfolgt am liegenden Patienten. Die Proben müssen nach Abnahme unmittelbar auf Eis gelagert werden.
---------------	--	--	---	--

Wir bedauern diesen Fehler und bitten um Beachtung



Ihr  
Georg Thieme Verlag